


# MÉTHODE D'INJECTION

## INTRAMUSCULAIRE (IM)

1. AIGUILLE

21-23 G, 1" - 1.5"

2. CHOISIR SITE  
D'INJECTION



3. DÉSINFECTER



4. ANGLE  
D'INSERTION: 90°



4. STABILISER ET  
DÉTENDRE LE MUSCLE

Insérer rapidement  
Injecter lentement  
Légère pression (après)



L'aspiration est déconseillée

6. ROTATION DES  
SITES

Prévenir dommages des tissus

Espace entre injections: 1cm